

## KLEIHAUER (TEST DE)

Mise en évidence, sur un frottis sanguin, des hématies contenant de l'hémoglobine fœtale

**Prélèvement**                      sang complet sur EDTA

**Unités**                              ml de sang fœtal (transféré chez la mère)

**Valeurs de référence :**      <4

### **Interprétation**

Test généralement effectué chez une mère Rh- donnant naissance à un enfant Rh+, à qui l'on se propose d'administrer des gammaglobulines anti-D pour neutraliser les hématies fœtales transférées dans son sang, pour prévenir une allo-immunisation future ; la dose standard prophylactique est prévue pour neutraliser 4 ml de sang fœtal ; ce test permet de vérifier si cette dose est suffisante, et dans la négative, d'estimer le nombre de doses supplémentaires à prévoir.

En seconde intention, le test est utile pour vérifier l'efficacité de la neutralisation

Le test peut aussi permettre d'estimer la participation fœtale à une hémorragie utérine

En cas de prélèvement de sang fœtal, peut être utilisé comme critère de pureté du prélèvement