

## TROPONINE Ic

**Prélèvement** coagulé sur tube sec, le plasma sur héparine ou EDTA convient

**Unités** mcg/l

**Valeurs de référence** <0.02

### **Interprétation**

Sa spécificité strictement cardiaque en a fait le *gold-standard* du diagnostic de l'infarctus

#### Augmentations

< 0.8 angor instable, micro-embols non obstructifs, décompensation

> 0.8 infarctus

Montée après 1 à 6h

Pic entre 12 et 16h

Normalisation après 5 à 10 jours

(Voir aussi fiche Info du mois pour détails)